

# A-SPECKSTEIN KALZINIERT

Ein optimales Magerungsmittel für extrudierte Steatit- und Cordieritmassen. Textureffekte beim Pressen und die Schwindung beim Brand können wirksam reduziert werden.

## A-SPECKSTEIN KALZINIERT

Chemische Analyse geglüht [%]	SiO <sub>2</sub>	65,6
	Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1,10
	TiO <sub>2</sub>	0,03
	Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	0,90
	CaO	0,20
	MgO	31,7
	K <sub>2</sub> O	0,01
	Na <sub>2</sub> O	0,05
Glühverlust [%]		–

Wasseraufnahme [%]		1,40
--------------------	--	------

Brennfarbe		cremeweiß
------------	--	-----------

Lieferbar: • stückig • Körnungen und Mahlungen von < 30 mm bis < 63 µm